

Kaßla®

H. Pylori Instant-View

Prueba para la detección de anticuerpos IgG
específicos a los píloros de Helicobacter



 **INSTANT-VIEW®**

Acerca de la Prueba H. Pylori

Las pruebas inmediatas-View® de los píloros del H. son inmunoensayos laterales del flujo para la detección de anticuerpos de IgG específicos a los píloros de Helicobacter (píloros del H.) en sangre entera humana o el suero rápida, cualitativa. Estas pruebas deben ser utilizadas para ayudar en la diagnosis de la infección de los píloros del H. El índice de exactitud de la prueba rápida de los píloros inmediatos-View® del H. es el 98%.

Los píloros de Helicobacter se asocian a una variedad de enfermedades gastrointestinales, tales como úlcera estomacal, gastritis activa crónica y adenocarcinoma gástrica, duodenal, y gástrica. Los anticuerpos específicos a los píloros del H. se desarrollan en los individuos infectados con los píloros del H.; por lo tanto, la detección de los anticuerpos específicos a los píloros del H. se utiliza en la diagnosis de la infección de los píloros del H. La prueba está para la atención sanitaria para uso profesional solamente.



Instant-view™ H. pylori Prueba de sangre completa o suero

Tecnología:	Prueba de flujo lateral de vista instantánea
Muestra:	Suero / sangre total
Formato:	Cassette individual
Sensibilidad:	Cepas tóxicas

Características



Confianza en los Resultados



Rápida



No Requiere Refrigeración




Fácil de Usar

Ventajas y Beneficios


- Prueba de un solo paso.
- Resultados en 4-7 minutos.
- Cassette de prueba sellado.
- El kit incluye todos los componentes necesarios.
- Controles internos incluidos.
- Almacenamiento a temperatura ambiente.
- No hay necesidad de refrigeración o tiempos de espera para que los reactivos se calienten. Las pruebas se pueden ejecutar inmediatamente según sea necesario.

Modo de Empleo

- 1 Utilice el gotero (incluido) para recolectar la muestra de suero / sangre total, y aplique todo el contenido en la ranura de muestra.



- 2 Lea el resultado después de 3-7 minutos.



5 minutos

Información para Pedidos

Catálogo	Parámetro	Especimen	Formato
05-9494	H. Pylori	Suero / sangre total	Cassette

(81)4444 1001 | (33) 4040 1449 | www.kabla.mx

Oficina Monterrey (Matriz)

Loma Blanca 2900 Col. Deportivo Obispado
Monterrey N.L. C.P. 64040



[/KablaDiagnostics](#)



[/Kablamx](#)



[/Kabla](#)



[/+Kabla](#)

Oficina México D.F

Av. Patriotismo #201 Piso 4, Suite 451
Col. San Pedro de los Pinos,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03800

Oficina Guadalajara

Bruselas 626, Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco, 44190