

Kaßla®

Pruebas de Hepatitis B y C Advanced Quality

Immunoensayos de flujo lateral para HBsAg y HCV.



- Ideal para laboratorios.
- Capacidad amplia.
- Mejor precio altamente competitivo.

Las pruebas rápidas Intec Advanced Quality de Hepatitis pueden identificar de manera rápida la presencia del virus en muestras de Sangre, Suero o Plasma con alto nivel de sensibilidad.

Pruebas de Hepatitis B y C Advanced Quality

Inmunoensayos de flujo lateral para HBsAg y HCV en Sangre entera, Suero o Plasma.



Presentación estándar

Cada kit de prueba contiene 40 pruebas, cada una con:

- Cassette de prueba rápida.
- Gotero.
- 1 Buffer por cada 10 pruebas.
- Instructivo en español.

Fácil procedimiento

Paso 1: Recolecte la muestra.



Paso 2: Colóquela en la ventana de prueba.



Paso 3: Interprete los resultados.



Espera 15 minutos para poder leer los resultados.

Control C Prueba T

Control C	Prueba T	Control C	Prueba T	Control C	Prueba T
Red line	Red line	Red line	Red line	Red line	Red line
NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	INVÁLIDO	INVÁLIDO

Estadísticas

1 de cada 12 personas en el mundo entero, viven ya sea con Hepatitis Crónica B o Hepatitis Crónica C. Esto es más de lo que prevalece el virus de Hepatitis o cualquier cáncer, inexplicablemente muy pocos están conscientes de que están infectados.

Hepatitis B en el mundo.

- 2 Billones de personas están infectados.
- 400 millones de personas están crónicamente infectadas.
- Entre 10 y 30 millones se infectan cada año.
- Un estimado de 1 millón de personas mueren anualmente por Hepatitis B y sus complicaciones.
- Aproximadamente 2 personas mueren cada minuto de Hepatitis B.

Hepatitis C en el mundo.

- Se estima que de 3 a 4 millones de personas están infectadas de HCV cada año.
- Entre 130 y 170 millones de personas están infectadas crónicamente de HCV y un riesgo de desarrollar Cirrosis Hepática o Cáncer de hígado.
- Más de 350 mil personas tienen enfermedades Hepáticas relacionadas al HCV.

Prevalencia HBsAg

- Muy Alto
- Alto
- Medio
- Bajo
- Superficial

